

re|Lift

Hautbehandlung

Den Unterschied spüren



immer



Umfassende Hautbehandlung
mit Microneedling-RF und HIFU


Kollagenneubildung, Lifting und Straffung

2-in-1-Kombinationssystem


Vielfältig – präzise – praktisch

Unterschiedliche Hauttypen und -probleme brauchen ganzheitliche Lösungen. reLift kombiniert Microneedling-RF und HIFU und ermöglicht eine präzise Behandlung jeder einzelnen Hautschicht.


Aknenarben, Faltenbehandlung, Doppelkinn, Poren, Hautstraffungseffekt




Stimulierung des Gewebes durch Needling. RF-Energie wird in die gewünschten Tiefe geleitet



Wundheilung setzt Regeneration und Fibroblastenproliferation in Gang



Regenerationszeit für Wundheilung – etwa 3 Wochen Kollagen-, Elastinsynthese



Kollagenneubildung

Kollagenneubildung

Die Kollagenneubildung erfolgt durch Anregung der Produktion von neuem Kollagen sowie Straffung und Neuordnung der vorhandenen Kollagenfasern. Dies wird durch die Einwirkung von RF-Energie in der Dermis ausgelöst, die eine kontrollierte Gewebestruktur bewirkt, sodass der Körper mit einer Neubildung von Kollagen reagiert.

Indem die Energie unter die Epidermis geleitet wird, werden unerwünschte Beschwerden und Nebenwirkungen nach der Behandlung vermieden.

Handstück für hochintensiv fokussierten Ultraschall

re|Lift



Transhole-Applikator

- Minimiert die Auswirkungen des Kavitationsphänomens auf die Energieübertragung
- Erzeugt einen stabilen Koagulationspunkt
- Vermeidet unnötige Schmerzen und Wärmeentwicklung sowie Schäden an der Hautoberfläche



Ergonomisches Handstück

- Ergonomisches Handstück und Schnellwechselkartuschen für ganztägigen Betrieb
- Schnelles Finden einer bequemen Position für die Handhabung mit den drei „Start“-Tasten
- Deutliche Status- und Betriebs-LEDs



Kartuschen für die Fokussierung auf Gesicht und Körper

- 1,5 mm und 3,0 mm zur Behandlung der Dermis im Gesicht
- 4,5 mm zur Behandlung des tieferen subkutanen Gewebes im Gesicht
- 13 mm zur Behandlung von subkutanem Gewebe am Körper

Verbesserung der Augenbrauen
Doppelkinn
Volumenreduzierung
Elastizität der Wangen

Lifting
Straffung
Faltenreduzierung
Hautverjüngung
Kollagenregeneration

Handstück für das RF-Needling

Akne und Aknenarben
Verschiedene Narben
Porenverkleinerung
Verbesserung des Hauttöns
Dehnungsstreifen

Lifting
Straffung
Faltenreduzierung
Hautverjüngung
Kollagenregeneration



Vakuum

- Vakuum für eine gleichmäßige Behandlung in der gewählten Tiefe
- Hält die Haut an Ort und Stelle, ohne dass Druck auf die Haut ausgeübt werden muss
- Drei Stufen zur Anpassung an alle Hauttypen



Schrittmotor

- Ausgefeilte Präzision beim Needling
- Anpassungen in 0,1-mm-Schritten möglich
- Sanfte, kontrollierte und gleichmäßige Anwendung



Vielfältiges Needling



- 10-Pin- bzw. 25-Pin-Nadeln, 0,16 mm Durchmesser, sterilisiert
- Isolierte und nicht-isolierte Nadeln
- 10 Radiofrequenzstufen



10-Pin-Nadel




25-Pin-Nadel



Die Needling-Technologie

RF-Needling – Der Ablauf



Die RF-Energie wird über isolierte oder nicht-isolierte Nadeln in die gewünschte Tiefe (auf 0,1 mm genau) geleitet. Die „Einschaltzeit“ ist ebenfalls einstellbar (in 100-ms-Schritten), für die RF-Energie stehen 10 Stufen zur Verfügung. Diese Flexibilität ermöglicht die Behandlung aller Hauttypen und bietet gleichzeitig maximalen Patientenkomfort.

Fortschrittliche Vakuumtechnologie




- Das Needling erfolgt immer in einer gleichbleibenden Tiefe.
- Ermöglicht das Anheben des Zielgebiets, was die Behandlung sicherer macht.
- Erleichtert die Behandlung der Augenpartie und der T-Zone.



Die HIFU-Technologie

Verfahren zur Hautstraffung




Der Transhole-Applikator erzeugt einen Koagulationspunkt bei 65–80 °C mit hochintensiver Ultraschallenergie bei 4–7 Mhz (kartuschen-spezifisch). Da die Behandlung auf die oberflächlichen Hautschichten und die Unterhaut abzielt, erzielt sie einen vollständigen Lifting-Effekt mit Kollagenneubildung.

Transhole-Technologie


Durch die Verwendung eines hohlen Applikators ist reLift in der Lage, die HIFU-Energie zu einem fokussierten Punkt in der Dermis zu leiten. Dadurch werden unerwünschte Schäden an der Epidermis vermieden, die die Patientenerfahrung und das Ergebnis beeinträchtigen würden.

Regulärer Applikator



- Verursacht Hautschäden und Nebenwirkungen
- Übermäßige Hitzeentwicklung
- Verstärkte Schmerzen

Transhole-Applikator



- Verringerte Hautschäden und Nebenwirkungen
- Erzeugt einen stabilen Koagulationspunkt
- Verringerte Schmerzen



Zimmer MedizinSysteme GmbH
 Junkersstraße 9
 89231 Neu-Ulm, Deutschland
 Tel. +49 7 31 97 61- 0
 Fax +49 7 31 97 61- 118
 info@zimmer.de
 www.zimmer-aesthetics.de

Technische Daten

32,9 H
50,4 B
43,8 L
 Gehäuse-
 abmessungen (cm)

2 MHz Radiofrequenz RF-Nadelsystem
 7 MHz, 4 MHz Ultraschall HIFU-System
 Energietyp

RF-Nadel-Handstück, HIFU-Handstück
 Handstück

MD

AC 110~240V, 50/60 Hz Eingangsleistung

10-Pin, 25-Pin (isoliert, nicht isoliert)
RF-Nadelsystem
 SD 7–1,5; DD 7–3,0;
 SM 4–4,5; SC 4–13
HIFU-System
 Pin, Kartusche

Folgen Sie uns

Besuchen Sie unsere Homepage www.zimmer-aesthetics.com